

Protein A 免疫磁珠 IP 试剂盒

中文名称： Protein A 免疫磁珠 IP 试剂盒

英文名称： Protein A immunomagnetic beads IP KIT

相关类别： 抗体相关支持试剂

储 存： 冷藏（2-8℃）

概述

Protein A 免疫磁珠，是将重组蛋白 A/G 与磁珠结合，可以快速的应用于免疫沉淀（IP）等磁性分离实验。利用 Protein A 与抗体的高亲和性，以及抗原抗体的特异性结合，与目标蛋白形成 Protein A 免疫磁珠-抗体-蛋白质复合物，使用洗脱缓冲液将结合的目标蛋白从免疫磁珠上解离。

应用

IP

使用说明

1. 结合抗体 2. 抗原的免疫沉淀 3. 洗脱靶抗原

组份

Protein A 免疫磁珠 结合缓冲液 洗涤缓冲液 洗脱缓冲液