

Protein G 免疫磁珠 IP 试剂盒

中文名称: Protein G 免疫磁珠 IP 试剂盒

英文名称: Protein G immunomagnetic beads IP KIT

相关类别: 抗体相关支持试剂

储 存: 冷藏 (2-8℃)

概述

Protein G 免疫磁珠,是将重组蛋白 A/G 与磁珠结合,可以快速的应用于免疫沉淀 (IP)等磁性分离实验。利用 Protein G 与抗体的高亲和性,以及抗原抗体的特异性结合,与目标蛋白形成 Protein G 免疫磁珠-抗体-蛋白质复合物,使用洗脱缓冲液将结合的目标蛋白从免疫磁珠上解离。

应用

IP

使用说明

1. 结合抗体 2. 抗原的免疫沉淀 3. 洗脱靶抗原

组份

Protein G 免疫磁珠 结合缓冲液 洗涤缓冲液 洗脱缓冲液