



EHA101 菌株

细胞基本信息

| | |
|------|--------------------------|
| 名称 | EHA101 菌株 |
| 货号 | TW-CC3507 |
| 品牌 | 通蔚生物 |
| 规格 | 100μl |
| 抗性 | Rif Kan Str |
| 储存 | -20°C |
| 培养基 | YEB |
| 菌株类别 | 农杆菌 |
| 培养条件 | 28°C, 有氧, YEB |
| 质粒转化 | 电转、化转 |
| 保存方式 | 30%甘油, -20°C |
| 基本应用 | 转基因 |
| 供应范围 | 仅供限于科研实验研究 |
| 运输方式 | 低温快递运输 |
| 菌株优势 | 通蔚生物菌株库拥有 200 种菌株，遗传性状一致 |



| | |
|----------------------|---|
| <p>特别说明</p> | <p>细胞购买/细胞培养/动物血清/实验服务/原代提取/菌株购买，请立即与通蔚生物联系</p> |
| <p>售后服务</p> | |
| <p>细胞予重发</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。 2.收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。 3.收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。 4.常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。 5.常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。 6.细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。 |
| <p>细胞不予重发</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.客户操作造成细胞污染，不重发。 2.客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。 3.非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。 4.细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。 5.细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。 6.收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。 |
| <p>特别说明</p> | <p>上海通蔚生物客户在细胞培养过程中，有任何技术问题可以拨打免费服务电话 021-54845833/15800441009，我们随时给予实验中的免费解答。</p> |